



#1 Coating Technology in The World  
Molecule Gradient Layer (MGL)<sup>TM</sup> Technology

KGK Chemical Corp.

## 血液検査用 試験管封止用テープ

# 118


### 特徴

- ・隠ぺい性がある基材(白PET)を使用した片面テープ
- ・再剥離性を有しているので貼り直し可能
- ・基本的な接着性能を備えている

### 用途

- ・試験管封止用
- ・各種隠ぺい部材の固定

### 構成



### 特性

#### 一般特性

製品名	厚み (mm)	粘着力 (N/25mm)
118	0.082	7

#### ご使用上の注意

- 技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。
- 上記測定は、室温(23℃)下にて行われたデータです。低温(5℃以下)の場合、粘着力は、急激に低下する場合があります。

#### 保管の注意

- 必ず箱に入れて保管してください。
- 保管場所は、直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。特に、高温高湿下(温度30℃以上 湿度50%以上厳禁)にさらさないでください。

共同技研化学株式会社

〒359-0011

埼玉県所沢市南永井940番地

TEL 04-2944-5151

Mail: info-k@kgk-tape.co.jp

URL: <https://www.kgk-tape.co.jp/>

2021年10月 発行